

Hill-Rom® 900 Hasta Karyolası

Hasta bakımında kullanım kolaylığı ve etkinlik...



- Elektrikli yükseklik ayarı
- Elektrikli sırt açısı ayarı
- Elektrikli kayar kalça bölümü
- Elektrikli diz açısı ayarı
- Elektrikli trendelenburg/ters trendelenburg
- Trendelenburg açı göstergesi
- Batarya
- Manuel ayak bölümü
- Akıllı Otokontur
- Dört bölümlü yatma yüzeyi
- İki taraflı CPR kumandası
- En alt seviye göstergesi
- Hemşire fonksiyon kilit paneli (Yatağın sağında)

- İki taraflı aksesuar askılığı
- Ayarlanabilir şilte tutucular
- Dört tekerlekte merkezi kilit
- Çıkarılabilir ayak ve başucu panelleri
- Ayakucu paneli kilitleri
- Dört köşe tamponu
- Serum askılığı için dört soket
- Baş kısmında yön tekerleği
- 150 mm tekli tekerlekler
- Hasta bağlama kulpları (6 adet)
- El kumandası
- Hareketleri yumuşatılmış dört parçalı korkuluk sistemi

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers...

UNIVERSAL
UNIMED
MEDİKAL



El Kumandası



Fonksiyon Kilit Paneli

Teknik Özellikler:

- Yatak Boyutları(dıştan dışa): 2180x995 mm
- Yatma yüzeyi yüksekliği (şilte hariç): 400-780 mm
- Sırt açısı: 0-65°
- Diz açısı: 0-28°
- Trendelenburg/Ters Trendelenburg:+17/-17°
- Tekerlek çapı: 150 mm
- Yatak ağırlığı (şilte ve aksesuarlar olmadan):150 kg
- Güvenli çalışma yükü: 220 kg

Aşağıdaki standartlarla uyumludur:

- NFS 90-312
- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-52
- 93/42/EEC

Sırt ve Trendelenburg Açı Göstergeleri



Hill-Rom ve Tasarım ve Hill-Rom Services Inc.'in ticari markaları ve ya tescilli ticari markalarıdır.